

# ՀԻՇԻՐ ՍԱՐՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐՃ ՁԵՌՆԱՐԿ

Wi-Fi կարգավորում, WEB միջավայր և դեղերի հիսեցումների ավելացում

## Նախքան սկսելը

- Սարքը միացրե՛ք հոսանքին և պահե՛ք հեռախոսը կամ համակարգիչը սարքին մոտ:
- Պատրաստե՛ք տան Wi-Fi-ի անունը, գաղտնաբառը և Telegram Chat ID-ն:
- Եթե էջը չի բացվում, ստուգե՛ք, որ հեռախոսը/համակարգիչը միացված է ճիշտ Wi-Fi ցանցին:

## Առաջին միացում և Wi-Fi կարգավորում

### 1. Միացրե՛ք սարքը հոսանքին


- Սպասե՛ք մի քանի վայրկյան, մինչև սարքը գործարկվի:
- Առաջին կարգավորման ժամանակ սարքը ստեղծում է իր սեփական Wi-Fi ցանցը:



Նկար 1. Սարքը միացրե՛ք հոսանքի աղբյուրին

### 2. Միացե՛ք սարքի Wi-Fi ցանցին


- Հեռախոսի կամ համակարգչի Wi-Fi ցանկում ընտրե՛ք «ՀԻՇԻՐ» ցանցը:
- Բացե՛ք Browser-ը և հասցեի դաշտում գրե՛ք՝ 192.168.4.1:



Նկար 2. Կարգավորման էջը բացելու հասցեն, օրինակ

### 3. Լրացրե՛ք ցանցի տվյալները


- Հնոթե՛ք տան Wi-Fi ցանցը, մուտքագրե՛ք գաղտնաբառը և Telegram Chat ID-ն:
- Սեղմե՛ք «Պահպանե՛լ»։ Սարքը կմիանա ընտրված Wi-Fi ցանցին:



Նկար 3. Wi-Fi և Telegram Chat ID դաշտերը

## Կարևոր

- Պահպանումից հետո հեռախոսը/համակարգիչը նորից միացրե՛ք տան նույն Wi-Fi ցանցին:
- Եթե WEB էջը չի բացվում, նայե՛ք սարքի էկրանին ցուցադրված IP հասցեն կամ կրկնե՛ք գործողությունները:



[Սարքի տեխնիկական վիստառությունը](#)

Սարքը նախատեսված է դեղերի ընդունման ժամերը հիշեցնելու համար:

## WEB միջավայրում մուտք և դեղի ավելացում

### 4. Գրանցվե՞լ WEB միջավայրում

- Բացվող էջում լրացրե՛ք մուտքանունը և գաղտնաբառը:
- Սեզմե՛ք «Մուտք»: Գրանցումից հետո

🤔 Շնորհավոր սարքը պատրաստ է օգտագործման:

Նկար 4. Մուտքի էջ

### 5. Ավելացրե՛ք նոր տուփ

- Սեզմե՛ք «+» նշանը՝ նոր դեղատուփ ավելացնելու համար:
- Հնարե՛ք համապատասխան տուփի համարը և անցե՛ք դեղի տվյալների լրացմանը:

Նկար 5. Նոր տուփ ավելացնել և ընտրել տուփի համարը

### 6. Լրացրե՛ք դեղի տվյալները

- Գրե՛ք դեղի անվանումը, քանակը/չափաբանակը և ընդունման օրը, ժամը և հաճախականությունը:
- Սեզմե՛ք «Լցնել դեղատուփը», դրե՛ք դեղը բացված բաժնում, ապա սեզմե՛ք «Լցրեցի բոլորը»:
- Վերջում սեզմե՛ք «Հաստատել», որպեսզի տվյալները պահպանվեն:

Նկար 6. Դեղի տվյալների լրացման էջ

## Հիշեցման պահին

- Նշված ժամին սարքի էկրանին երևում է դեղի տվյալը, միանում են ձայնային և լուսային ազդանշանները:
- Telegram-ում ուղարկվում է ծանուցում դեղի ընդունման մասին:
- Դեղը վերցնելուց հետո սեզմե՛ք սարքի «\*» կոճակը՝ buzzer-ի ձայնը անջատելու համար:

## Արագ խնդիրների լուծում

- WEB էջը չի բացվում՝ ստուգե՛ք Wi-Fi կապը և ճիշտ IP հասցեն:
- Telegram ծանուցում չկա՝ ստուգե՛ք Chat ID-ն և ինտեքնետ կապը:
- Դեղի տվյալները չեն պահպանվել՝ կրկին սեզմե՛ք «Հաստատել» և քարմացրե՛ք էջը: